



ОРГАНОМИНЕРАЛНИ КОАГУЛАНТИ-ФЛОКУЛАНТИ

СЕРИЯ RZFLOC - BL

ОПИСАНИЕ

Продуктите от серията LB се основават на: а смес от соли на полиалуминиев хлорид и полиамини или polyDADMAC и се доставят като течности.

Употреба на продуктите :

Продуктите са специално създадени за третиране на питейни и промишлени води .

За отстраняване цвят / мътност и суспендирани вещества . Дозировката обикновено е в Диапазона от 5 до 100 mg / L. Продуктът се добавя най-добре на входа на суровата вода като се използва киселинно-устойчива мембранна помпа с висока точност на подаване .

ФИЗИКОХИМИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Външен вид :	Жълта до кехлибарена течност
Специфично тегло при 20 ° C	1,25 - 1,40 g / cm ³
Вискозитет при 20 ° C	150-1000 mPas
pH диапазон	0.5-2.0
Точка на замръзване	<-10 ° C

Продуктите базирани на Полиамини от серията RZFLOC -BL

Име на продукта	Съотношение
RZ FLOC 1725 BL	25%
RZ FLOC 1740 BL	40%
RZ FLOC 1750 BL	50%

Продуктите базирани на PolyDADMAC серия RZFLOC – BLD

Име на продукта	Съотношение
RZ FLOC 4525 BLD	25%
RZFLOC 4540 BLD	40%
RZFLOC 4550 BLD	50%

Продуктите от серията RZFLOC – BL съответстват на Евро стандарти EN 883, EN 1408 и EN 1409.

РАБОТА С МАШИНИ

Носете подходящи ръкавици и предпазни очила. В случай при контакт с кожата или очите, изплакнете незабавно с много вода и да потърсите медицинска помощ. в случай на разливане, не се изплаква с вода а се покрива с абсорбиращи средства . Ако течността е разлята в големи количества , незабавно почиствайте с лопати или вакуум помпи . След почистването промийте с вода.За повече информация вижте Листа за безопасност на материала .

СЪХРАНЕНИЕ

Резервоарите за съхранение трябва да бъдат устойчиви на киселини, като например фибростъкло подсилен полиестер или каучук. Срок на годност: 6 месеца.

ОПАКОВКА

Продуктите се предлагат в IBC контейнери от 1100 кг, 250 кг пластмасови варели, туби 25 и 5кг.

Rozachim AD G.Oryahoviza, Anton Strashimirov 57 Str. , www.rozachim.eu ,

tel.: +359 61860842 Fax: +359 618 60848

